


PECA® TRAY OVERHEAD GUIDE



INSTRUMENTS UNIVERSELS

#	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	QTÉ
1	BOITE	ACC1001P0022	1
2	COUVERCLE	ACC1001P0024	1
3	SUPPORT DE BROCHES	ACC1001P0023	1
	BROCHE DE RÉDUCTION Ø3.5	CKW03001	5 ⁽²⁾
	BROCHE Ø1 LG 150 TR/RD CoCr	CKW02004 ⁽¹⁾	5 ⁽²⁾
	BROCHE Ø1.4 LG 150 TR/RD CoCr	CKW02005 ⁽¹⁾	8 ⁽²⁾
	BROCHE DE NETTOYAGE Ø0.9	XKW01001	1
	BROCHE DE NETTOYAGE Ø1.4	XKW01002	1
4	PROTECTEUR DE TISSU	XDG01024	1
5	MANCHE AO	XHA01001	1
6	RÉGLET LG 150	XGA01009	1

⁽¹⁾ Broche vendue séparément.

⁽²⁾ Quantité maximale du support de broche

enovis

T +33 (0) 2 99 33 86 50 F + 33 (0) 9 70 29 18 95

Fabricant : Novastep® S.A.S
2 Allée Jacques Frimot | 35000 Rennes | France
contact-intfa@enovis.com
www.int.novastep.life

Copyright © 2024 Enovis Foot and Ankle

INSTRUMENTS PERCUTANÉS

#	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	QTÉ
7	MANCHE DE BEAVER ⁽³⁾	-	1
8	RUGINE SIMPLE EMBOUT	XMS01011	1
9	RUGINE DOUBLE EMBOUT	XMS01008	1
10	RÂPES PERCUTANÉES	XMS01009	1
11	LEVIER DE TRANSLATION DOUBLE EMBOUT	XMS01027	OPTION

⁽³⁾ Référence vendue séparément - disponibilité en fonction de votre marché.

INSTRUMENTS PECA® Ø4

#	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	QTÉ
12	EMBOUT AO EXACT-T®10	XSD04004	2
13	EMBOUT DE RETRAIT AO EXACT-T®10	XSD04005	OPTION
14	FORET AO Ø 3.2	XDB01023	2
15	FRAISE À CHAMBRER Ø 3.7	XRE01007	OPTION
16	GUIDE PARALLÈLE Ø 4 - Ø 4	XMS01038-6	OPTION

INSTRUMENTS PECA® Ø3

#	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	QTÉ
17	EMBOUT AO EXACT-T®8	XSD02003	1
18	EMBOUT DE RETRAIT AO EXACT-T®8	XSD02004	OPTION
19	FORET AO Ø 2	XDB01024	2
20	GUIDE PARALLÈLE Ø 3 - Ø 4	XMS01038-5	OPTION

INSTRUMENTS NEXIS® MIS Ø2.7

#	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	QTÉ
21	EMBOUT AO EXACT-2 T8	XSD02006	2
	RÉGLET LG 100/150	XGA01013	OPTION
	BROCHE Ø 1.2 LG 100 TR/RD ⁽⁴⁾	-	OPTION
	BROCHE Ø 1.2 LG 150 TR/RD ⁽⁵⁾	-	OPTION

⁽⁴⁾ Broche vendue séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-12-100) ou broche Novastep® (CKW01014) disponibles en fonction de votre marché.

⁽⁵⁾ Broche vendue séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-12-150) ou broche Novastep® (CKW01015) disponibles en fonction de votre marché.

Avant toute utilisation des dispositifs Novastep, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage de l'implant et des instruments associés.
Dispositifs marqués CE / Implants : Classe IIb-CE1639 / Instruments : Classe I-CE / Classe Ir-CE1639 / Classe IIa-CE1639.

RÉFÉRENCE : PECA-TL-ED3.1-06-25-FR